

Til: Kliniske afdelinger, OUH, Odense
Praktiserende læger som sender prøver til Afdeling KBF, OUH, Odense

Skift fra 4 mL K-EDTA-glas til 2 mL K-EDTA-glas på hæmatologiske analyser

Den 18.02.2019 skifter Afdeling KBF glassene, som bliver brugt til hæmatologiske analyser fra 4 mL K-EDTA (K2) til 2 mL K-EDTA.

Samtidig konsolideres glasset til HbA1c med glasset til hæmatologiske analyser, hvilket i praksis betyder, at det hele kan udføres på kun et glas fremadrettet. Det er i orden at opbruge et eventuelt lager af glas før skift.

Venlig hilsen

Pernille Just Vinholt
Afdelingslæge
Afdeling KBF
pernille.vinholt@rsyd.dk
Tlf.: 29 64 86 94