

Til: Kliniske afdelinger, OUH, Odense  
Praktiserende læger som sender prøver til Afdeling KBF og KIA, OUH, Odense

## Opfølgning på KBF-information nr. 04.2019 – 2 mL K-EDTA rør kan ikke anvendes til KIA's analyser

Prøver til klinisk immunologiske analyser (KIA, OUH) må **ikke** udtages i 2 mL K-EDTA rør.  
De skal fortsat udtages i de rørtyper og -størrelser, som er specificeret for de enkelte KIA-analyser.

Dette forhold er særligt vigtigt for prøver til:

- **HIV-, hepatitis- og syfilis-analyser**
- **autoimmunologiske analyser**
- **blodtypebestemmelse** (herunder prøver til 1. og 2. graviditetsundersøgelse)

Idet prøvemængden i et 2 mL K-EDTA rør i disse tilfælde er utilstrækkelig.

Vi gør opmærksom på, at hæmatologiske analyser på Afdeling KBF fortsat kræver et 2 mL K-EDTA glas.

Venlig hilsen

Ulrik Sprogøe  
Overlæge  
KIA  
[ulrik.sprogøe@rsyd.dk](mailto:ulrik.sprogøe@rsyd.dk)  
Tlf.: 60 18 81 70

Pernille Just Vinholt  
Afdelingslæge  
Afdeling KBF  
[pernelle.vinholt@rsyd.dk](mailto:pernelle.vinholt@rsyd.dk)  
Tlf.: 29 64 86 94