

Til: Kliniske afdelinger, OUH, Odense og
praktiserende læger, som sender prøver til Afdeling KBF, OUH

Uringlas til Afdeling KBF bliver kortere

U-6,5 uringlas, som anvendes til urinanalyser på Afdeling KBF, udfases. Det nye glas indeholder kun 3 ml urin. På PTB' vil stå, hvilken glastype der skal anvendes:

**Glas, som udfases,
må bruges, indtil I
ikke har flere**



Nye 3 ml glas



Husk at notere prøvetagningstidspunkt og/eller opsamlingsstidspunkt samt diurese i BCC/WebReq.

Venlig hilsen

Rikke Kiilsholm
Faglig specialist
Afdeling KBF
rikke.kiilsholm@rsyd.dk
Tlf.: 21 76 10 28

Lennart Friis-Hansen
Overlæge
Afdeling KBF
lennart.jan.friis-hansen@rsyd.dk
Tlf.: 28 83 36 85